

# Tricho-Mix

Parasitoïdes d'œufs de papillons variés ou non-identifiés

## Description

Tricho-Mix est un produit naturel pour contrôler les chenilles variées ou non identifiées. À l'intérieur de chacune des cartes Tricho-mix, on retrouve 4000 pupes de Trichogramme - *Trichogramma brassicae*, *Trichogramma ostrinae* et *Trichogramma minutum*, de minuscules guêpes parasitoïdes (1 mm) d'œufs de papillon.

Une fois émergée et accouplée, la femelle trichogramme recherche activement les œufs de papillons. Elle pondra alors ses œufs à l'intérieur de ceux-ci. La larve de trichogramme s'y développe et se nourrit du futur embryon, annulant ainsi l'éclosion de chenilles défoliatrices.



## Cycle de vie

- Les conditions optimales sont une température entre 18 et 30 °C et une humidité relative de 50 et 80 %.
- La femelle trichogramme parasite près de 50 œufs au cours de sa vie.
- Les trichogrammes sur les cartes émergent après 2 à 5 jours selon la température ambiante.
- De nouveaux adultes émergeront 10 jours plus tard selon la température.

## Taux d'introduction

Cultures	Quantité	Surface	Fréquence	Durée
diverses	1 carte de 4000 pupes	par 100 m <sup>2</sup>	7 jours	Au besoin

# Tricho-Mix

Parasitoïdes d'œufs de papillons variés ou non-identifiés

## Application

Le mélange de trois espèces de trichogrammes permet d'avoir un spectre d'action plus large sur les œufs de papillons inconnus ou dans le cas d'infestation à plusieurs espèces de lépidoptères.

Introduire les cartes dans les zones infestées. Placer les cartes aux 7 mètres. Introduire de nouvelles cartes à chaque semaine jusqu'au contrôle (l'absence de chenilles et de dommages).


Les cartes non utilisées peuvent être conservées au réfrigérateur pour un maximum de 4 semaines.

Évitez les applications foliaires de pesticides. Les fourmis peuvent s'attaquer aux pupes de trichogrammes.

## Formats

### Carte

- A0071 - Tricho-Mix - carte de 4000 pupes (1 à 49 cartes)
- A0072 - Tricho-Mix - carte de 4000 pupes (50 à 199 cartes)
- 10 % de rabais pour grand nombre de tricho-cartes (250 et +)



## Instructions

1



Manipuler la carte en la tenant par les bordures ou le crochet.



2

Fixer la carte dans le plant à l'aide du crochet.

3



Remplacer les cartes aux 7 jours jusqu'au contrôle.

Les cartes non utilisées doivent être réfrigérées, pour un maximum de 4 semaines.

Ne pas congeler • Réfrigérer pour maximum 4 semaines